

Wb용 Anti-Wbp2Nl 토끼 다클론 항체 - Q6Icg8

품목 번호: CM0022564

소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용 Anti-WBP2NL 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 수정 및 감수분열에 관여하는 32 kDa WBP2NL(PAWP)을 검출합니다. Q6ICG8.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WBP2NL 토끼 pAb
비고/별칭	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
종	인간
GeneID (인간)	164684
GeneID	164684
면역원	인간 WBP2NL(NP_689826.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q6ICG8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩