


Anti-Wbp4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75554

품목 번호: CM0021666



소개

인간 WBP4(FBP21)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 쥐와 교차 반응함. pre-mRNA 스플라이싱 및 스플라이소좀 기능 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	FBP21; WBP4
종	인간
유전자 ID (인간)	11193
유전자 ID	11193
면역원	인간 WBP4 (NP_009118.1)의 아미노산 1-376에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O75554
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백