


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Wbscr22 다클론 항체 - O43709

품목 번호: CM0030505



소개

인간 WBSCR22(rRNA 메틸트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드 WBSCR22(~32kDa)를 검출합니다. 리보솜 생합성 및 크로마틴 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WBSCR22 토끼 pAb
비고/별칭	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSCR22; HASJ4442
종	인간
GeneID (인간)	114049
GeneID	114049
면역원	재조합 단백질 (인간 WBSCR22 (NP_059998.2)의 아미노산 1-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O43709
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백