

Wb, Elisa용 항-Wdfy4 다클론 항체 - Q6Zs81

품목 번호: CM0028235

소개

인간 WDFY4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 수지상 세포 교차제시 및 B세포 자가포식에 중요한 WD 반복 및 FYVE 도메인 함유 단백질 4를 표적으로 합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDFY4 토끼 pAb
비고/별칭	C10orf64; WDFY4
종	인간
유전자ID (인간)	57705
유전자ID	57705
면역원	인간 WDFY4 (NP_065996.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6ZS81
단백질 분자량	354kDa
배송	아이스백