

Wb, Elisa용 항-Wdr11 다클론 항체 - Q9Bzh6

품목 번호: CM0018389



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 검증된 토끼 항-WDR11 다클론 항체입니다. 헤지호그 신호전달 및 섬모형성에 관여하는 인간 WD 반복 단백질 11을 표적으로 합니다. 발생생물학 및 질병 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR11 토끼 pAb
비고/별칭	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
종	인간
유전자 ID (인간)	55717
유전자 ID	55717
면역원	인간 WDR11 (NP_060587.8)의 아미노산 975-1224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZH6
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스백