


Wb 및 Elisa용 항-Wdr12 토끼 다클론 항체 - Q9Gzl7

품목 번호: CM0017996



소개

인간 WDR12 (YTM1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 리보솜 생합성 연구에 이상적이며 약 48 kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR12 토끼 pAb
비고/별칭	YTM1; WDR12
종	인간
유전자 ID (인간)	55759
유전자 ID	55759
면역원	인간 WDR12 (NP_060726.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9GZL7
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백