


Anti-Wdr4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

품목 번호: CM0003391



소개

사람 WDR4 (P57081)를 타겟으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ChIP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. tRNA/mRNA 변형에 관여하는 METTL1 메틸전이효소 복합체의 비촉매 소단위를 타겟으로 합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR4 Rabbit mAb
비고/별칭	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	10785
항원(Immunogen)	사람 WDR4 (P57081)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P57081
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)