

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Wdr45 다클론 항체 - Q9Y484

품목 번호: CM0026363



소개

자가포식체 형성에 관여하는 주요 오토파지 단백질인 WDR45를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 오토파지 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	WDR45 토끼 pAb
비고/별칭	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIP14; WIP1-4; WDR45
종	인간
유전자 ID (인간)	11152
유전자 ID	11152
면역원	인간 WDR45(NP_001025067.1)의 아미노산 35-148번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9Y484
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백