


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Wdr46 폴리클로날 항체 - O15213

품목 번호: CM0021692



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 WDR46 Rabbit 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 리보솜 생합성에 관여하는 핵인자상 단백질을 표적합니다. UniProt: O15213.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR46 Rabbit pAb
비고/별칭	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
종	인간
유전자 ID	9277
면역원	인간 WDR46 (NP_005443.3)의 아미노산 421-610에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15213
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백