


Anti-Wdr48 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q8Taf3

품목 번호: CM0024744



소개

디유비퀴틴화 복합체 및 DNA 복구 조절 인자인 WDR48을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플의 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 유비퀴틴 경로 및 암 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR48 Rabbit pAb
비고/별칭	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	57599
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TAF3
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)