

Wb, Elisa용 항-Wdr5 토끼 단일클론 항체 - P61964

품목 번호: CM0012242



소개

인간 WDR5를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 전사 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR5 토끼 mAb
비고/별칭	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
종	인간
유전자 ID (인간)	11091
유전자 ID	11091
면역원	합성 펩타이드: 인간 WDR5 (NP_060058.1)의 아미노산 235-334번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P61964
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백