

Wb 및 Elisa용 Anti-Wdr5 토끼 다클론 항체 - P61964

품목 번호: CM0016985



소개

인간 WDR5(WD 반복 함유 단백질 5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 염색질 조절 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR5 토끼 pAb
비고/별칭	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
종	인간
GeneID (인간)	11091
GeneID	11091
면역원	인간 WDR5(NP_438172.1)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P61964
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩