

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Wdr6 폴리클로날 항체 - Q9Nnw5

품목 번호: CM0025461

소개

인간 WDR6에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 WDR6을 검출하며, tRNA 메틸화 및 자가포식 조절에 관여함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR6 Rabbit pAb
비고/별칭	Trm734; WDR6
종	인간
유전자 ID (인간)	11180
유전자 ID	11180
면역원	인간 WDR6 (NP_060501.3)의 아미노산 800-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NNW5
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백