


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Wdr61 토끼 다클로날 항체 - Q9Gzs3

품목 번호: CM0018129



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 WDR61 (SKIC8/REC14)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 RNA 분해에 관여하는 34 kDa PAF1/SKI 복합체 서브유닛을 타겟으로 합니다. 후생유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR61 Rabbit pAb
비고/별칭	SKI8; REC14; WDR61
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	80349
면역원(Immunogen)	인간 WDR61 (NP_079510.1)의 아미노산 1-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9GZS3
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)