


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Wdr77 토끼 다클론 항체 - Q9Bqa1

품목 번호: CM0025958



소개

인간 WDR77을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 메틸로솜 복합체 및 아르기닌 메틸화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	WDR77 토끼 pAb
비고/별칭	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
종	인간
유전자ID (인간)	79084
유전자ID	79084
면역원	인간 WDR77 (NP_077007.1)의 아미노산 153-243번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQA1
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백