

Wb, Elisa용 Anti-Wdr81 폴리클로날 항체 - Q562E7

품목 번호: CM0013634

소개

엔도솜 막에서 PI3K 활성화의 음성 조절자인 WDR81을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에서 검증됨. 엔도솜 트래피킹 및 자가포식 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR81 Rabbit pAb
비고/별칭	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
종	인간
GeneID (인간)	124997
면역원	인간 WDR81 (NP_001157281.1)의 아미노산 340-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q562E7
단백질 분자량	212kDa
배송	아이스백