

Ihc-P, Elisa용 Anti-Wee1 단일클론 항체 - P30291

품목 번호: CM0007328



소개

인간 WEE1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 마우스 교차 반응성을 가지며 IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. G2/M 체크포인트 조절 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WEE1 Rabbit mAb
비고/별칭	WEE1A, WEE1hu, WEE1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7465
유전자 ID	7465
면역원	인간 WEE1 (NP_003381.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P30291
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩