

Anti-Wfdc1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q9Hc57

품목 번호: CM0021306

소개

분비형 성장 억제인자인 WFDC1/PS20을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료의 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 암 연구 및 프로테아제 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WFDC1 토끼 pAb
비고/별칭	PS20; WFDC1
종	인간
유전자ID (인간)	58189
유전자ID	58189
면역원	재조합 단백질 인간 WFDC1 (NP_067020.2)의 아미노산 111-220번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HC57
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백