

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Wfs1 단일클론 항체 - O76024

품목 번호: CM0006356

소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 WFS1 (Wolframin)을 검출하며 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. WB, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. ER 스트레스, 칼슘 신호 전달 및 Wolfram 증후군 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WFS1 Rabbit mAb
비고/별칭	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	7466
Gene ID	7466
면역원(Immunogen)	인간 WFS1 (NP_001139325.1)의 아미노산 70-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Rat (쥐)
SWISS	O76024
단백질 분자량	100 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)