

Wb, If/Icc, Elisa용 항Wfs1 다클론 항체 - O76024

품목 번호: CM0023801

소개

인간 WFS1(울프라민)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 WFS1을 검출합니다. 소포체 스트레스, 칼슘 항상성 및 울프라민 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WFS1 토끼 pAb
비고/별칭	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
종	인간
GeneID (인간)	7466
GeneID	7466
면역원	제조합 단백질 인간 WFS1 (NP_005996.2)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76024
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백