

Anti-Whrn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P202

품목 번호: CM0015537



소개

인간 WHRN(whirlin)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적용 가능합니다. 인간 및 마우스 whirlin 단백질을 인식합니다. 청각, 시각 및 어서 증후군 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	WHRN Rabbit pAb
비고/별칭	W1; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
종	인간
유전자 ID (인간)	25861
유전자 ID	25861
면역원	인간 WHRN (NP_056219.3)의 아미노산 708-907에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P202
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백