


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Wif1 폴리클로널 항체 - Q9Y5W5

품목 번호: CM0013468



### 소개

WIF1 Rabbit pAb (Wnt inhibitory factor 1)는 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로널 항체입니다. 이 항체는 인간, 마우스 및 랫트 WIF1(중배엽 분절에 관여하는 Wnt 신호 전달의 분비 억제제)과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | WIF1 Rabbit pAb                                              |
| 비고 / 별칭     | WIF-1; WIF1                                                  |
| 종(Species)  | Human                                                        |
| 유전자 ID (인간) | 11197                                                        |
| 유전자 ID      | 11197                                                        |
| 면역원         | 인간 WIF1 (NP_009122.2)의 아미노산 29-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | Rabbit                                                       |
| 카테고리        | 폴리클로널 항체                                                     |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | Human, Mouse, Rat                                            |
| SWISS       | Q9Y5W5                                                       |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩                                                        |