


Wb, Elisa용 Anti-Wif1 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5W5

품목 번호: CM0010333



소개

인간 WIF1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 WIF1을 인식합니다. Wnt 신호 억제 연구에 적합합니다. 번역원: 인간 WIF1(UniProt Q9Y5W5)의 아미노산 280-379 내 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WIF1 토끼 mAb
비고/별칭	WIF-1; WIF1
종	인간
GeneID (인간)	11197
GeneID	11197
면역원	합성 펩타이드 인간 WIF1(Q9Y5W5)의 아미노산 280-379 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5W5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩