


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Wif1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y5W5

품목 번호: CM0028753



소개

WB, IF/ICC, ELISA를 위한 인간 WIF1(Wnt 억제 인자 1)에 대한 신뢰할 수 있는 토끼 폴리클론항체; 마우스 및 래트와 교차 반응; Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WIF1 Rabbit pAb
비고/별칭	WIF-1; WIF1
종	인간
GeneID (인간)	11197
GeneID	11197
면역원	인간 WIF1 (NP_009122.2)의 아미노산 307-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산	토끼
분류	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5W5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백