

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Wipf1 다클론 항체 - O43516

품목 번호: CM0023256



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 WIPF1 토끼 pAb. 인간, 마우스, 래트 WIPF1을 인식합니다. 아미노산 400-500 부위의 재조합 면역원. 액틴 세포골격 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WIPF1 토끼 pAb
비고/별칭	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
종	인간
유전자ID	7456 (인간)
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43516
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백