

Wb, Elisa용 Anti-Wipi1 토끼 단일클론 항체 - Q5Mnz9

품목 번호: CM0008274

소개

인간 WIPI1에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 49 kDa 밴드를 검출하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 오토파지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WIPI1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATG18; ATG18A; WIPI49; WIPI1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55062
유전자 ID	55062
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q5MNZ9
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백