

Wb, Elisa용 Anti-Wls 토끼 다클로날 항체 - Q5T9L3

품목 번호: CM0020167



소개

인간 WLS (GPR177/EVI)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 단백질 수송 및 발생 연구에 이상적입니다. CamelBio의 품질 공급원이 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WLS Rabbit pAb
비고/별칭	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, Clorf139, WLS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	79971
GeneID	79971
면역원	인간 WLS (NP_001002292.3)의 아미노산 43-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q5T9L3
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 백(Ice bag)