

Wb용 항-Wnk1 단일클론항체 - Q9H4A3

품목 번호: CM0004291

소개

인간 WNK1(Q9H4A3)을 표적으로 하는 토끼
단일클론항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및
ELISA 검증을 완료했으며, 마우스와 교차 반응합니다.
혈압 조절 및 이온 수송에서의 WNK1 키나아제 신호
전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNK1 토끼 mAb
비고/별칭	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
종	인간
GeneID (인간)	65125
면역원	합성 펩타이드 - 인간 WNK1(Q9H4A3)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9H4A3
단백질 무게	251kDa
배송	아이스팩