


## Wb 및 Elisa용 Anti-Wnk1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H4A3

품목 번호: CM0017583



### 소개

인간 WNK1 (KDP, p65, HSN2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐 및 래트와 교차반응성을 보입니다. 이온 항상성, 혈압 조절 및 세포 부피 반응에 관한 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 설명                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | WNK1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1           |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 65125                                                        |
| 유전자 ID      | 65125                                                        |
| 면역원         | 인간 WNK1 (NP_055638.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                           |
| 범주          | 폴리클론항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 쥐, 래트                                                        |
| SWISS       | Q9H4A3                                                       |
| 단백질 분자량     | 251kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                         |