


Anti-Wnk3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

품목 번호: CM0016512



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 WNK3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 WNK3를 검출합니다. 전해질 항상성 및 세포 용적 조절 연구에 이상적입니다. CamelBio의 IVD 원자재 포트폴리오에서 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNK3 Rabbit pAb
비고/별칭	PRKWNK3; WNK3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	65267
GeneID	65267
면역원(Immunogen)	인간 WNK3 (NP_065973.2)의 아미노산 500-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BYP7
단백질 분자량(Protein Weight)	198kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)