

Anti-Wnt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

품목 번호: CM0023178

소개

사람 WNT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 신경 발생 및 골대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT1 Rabbit pAb
비고/별칭	INT1; OI15; BMND16; WNT1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7471
유전자 ID	7471
항원	재조합 단백질 사람 WNT1 (NP_005421.1)의 아미노산 231-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P04628
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)