

Wb, Elisa용 Anti-Wnt16 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ubv4

품목 번호: CM0002754

소개

인간 Wnt16(WNT16)을 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 발달 신호 전달 및 Wnt 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Wnt16 Rabbit mAb
비고/별칭	WNT16
종	인간
GeneID (human)	51384
GeneID	51384
면역원	합성 펩타이드: 인간 Wnt16 (Q9UBV4)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBV4
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백