

Anti-Wnt2 Rabbit Monoclonal Antibody (Wb, Elisa) - P09544

품목 번호: CM0006647

소개

사람 WNT2에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT2 Rabbit mAb
비고/별칭	IRP; INTILI; WNT2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7472
유전자 ID	7472
면역원	합성 펩타이드 사람 WNT2 (NP_003382.1)의 아미노산 231-330 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P09544
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)