

Anti-Wnt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

품목 번호: CM0028769

소개

인간 WNT2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 배아 발달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNT2 Rabbit pAb
비고/별칭	IRP; INTILI; WNT2
종	인간
유전자 ID	7472
면역원	인간 WNT2 (NP_003382.1)의 아미노산 26-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09544
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백