

Wb, Elisa용 항-Wnt2B 단클론 항체 - Q93097

품목 번호: CM0003376

소개

WNT2B(WNT13)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 WNT2B를 검출합니다. Wnt 신호 전달 및 폐 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNT2B 토끼 mAb
비고/별칭	WNT13; WNT2B
종	인간
유전자ID (인간)	7482
면역원	인간 WNT2B(Q93097)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93097
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩