

Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Wnt3A 단클론 항체 - P56704

품목 번호: CM0009692



소개

인간 WNT3A 단백질에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNT3a 토끼 mAb
비고/별칭	WNT3A
종	인간
유전자ID (인간)	89780
유전자ID	89780
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56704
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백