

Ihc-P, Elisa용 항-Wnt3A 다클론 항체 - P56704

품목 번호: CM0017324



소개

인간 WNT3A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생생물학 연구에 이상적입니다. UniProt P56704.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNT3A 토끼 pAb
비고/별칭	WNT3A
종	인간
유전자ID (인간)	89780
유전자ID	89780
면역원	재조합 단백질 인간 WNT3A(NP_149122.1)의 아미노산 1-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P56704
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩