

Wb, Elisa용 Anti-Wnt4 폴리클로날 항체 - P56705

품목 번호: CM0027524

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 대상 인간 WNT4 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 비뇨생식기 및 폐 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT4 Rabbit pAb
비고/별칭	WNT-4; SERKAL; WNT4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54361
GeneID	54361
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P56705
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스팩