

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Wnt5A 단일클론 항체 - P41221

품목 번호: CM0002578

소개

인간 WNT5A에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 WNT5A에 특이적이며, 분자량은 42kDa입니다. Wnt 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT5A Rabbit mAb
비고/별칭	hWNT5A, WNT5A
종	인간(Human)
GeneID	7474
면역원	합성 펩타이드 (인간 WNT5A의 aa 281-380, P41221)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P41221
단백질 무게	42kDa
배송	아이스 백(Ice bag)