

Wb용 Anti-Wnt5A Rabbit Polyclonal Antibody - P41221

품목 번호: CM0017412

소개

인간 WNT5A (아미노산 116-215)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에서 검증되었습니다. 발달 및 암에 관여하는 주요 Wnt 신호 전달 리간드인 인간, 마우스, 래트 WNT5A을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT5A Rabbit pAb
비고/별칭	hWNT5A; WNT5A
종	인간
GeneID (인간)	7474
GeneID	7474
면역원	합성 펩타이드 인간 WNT5A (NP_003383.4)의 아미노산 116-215에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41221
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩