

Anti-Wnt5B 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9H1J7

품목 번호: CM0028869

소개

인간 WNT5B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다(SWISS: Q9H1J7). 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. Wnt 신호 전달 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WNT5B 토끼 pAb
비고/별칭	WNT5B
종	인간
GeneID (인간)	81029
GeneID	81029
면역원	인간 WNT5B (NP_110402.2)의 아미노산 100-200번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H1J7
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩