


Wb 및 Elisa용 Anti-Wnt7A 토끼 다클로날 항체 - O00755

품목 번호: CM0025796



소개

인간 WNT7A에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 정상적인 Wnt/베타-카테니 신호 전달의 분비성 리간드인 Wnt-7a를 표 타겟으로 하며, 배아 발달 및 중추신경계 혈관형성에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT7A Rabbit pAb
비고/별칭	Wnt-7a; WNT7A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7476
GeneID	7476
면역원	합성 펩타이드 인간 WNT7A (NP_004616.2)의 아미노산 101-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O00755
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)