

Wb 및 Elisa용 Anti-Wnt9A 토끼 다클로날 항체 - O14904

품목 번호: CM0025473

소개

CamelBio의 anti-WNT9A 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 골 발달 및 관절 무결성에 중요한 Wnt 신호 리간드인 인간, 마우스 및 랫트 WNT9A를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNT9A Rabbit pAb
비고/별칭	WNT14; WNT9A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7483
유전자 ID	7483
면역원(Immunogen)	인간 WNT9A (NP_003386.1)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14904
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)