

Wb, Elisa용 Anti-Wrn 토끼 다클로날 항체 - Q14191

품목 번호: CM0025599



소개

인간 WRN에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. Werner 증후군 헬리카아제/엑소뉴클레아제의 C-말단 영역(aa 1223-1432)을 타겟으로 하며, DNA 복구 및 게놈 안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WRN Rabbit pAb
비고/별칭	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7486
GeneID	7486
면역원(Immunogen)	인간 WRN (NP_000544.2)의 아미노산 1223-1432에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q14191
단백질 분자량	162kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)