

Anti-Wsb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6I7

품목 번호: CM0013988

소개

인간 WSB1에 대한 토끼 폴리클론 항체, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. WD 반복 및 SOCS 박스를 포함하는 단백질 1을 인식하며, 이는 프로테아좀 분해에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 구성 요소입니다. - Q9Y6I7

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WSB1 Rabbit pAb
비고/별칭	SWIP1; WSB-1; WSB1
종	인간
GeneID (인간)	26118
GeneID	26118
면역원	재조합 단백질 인간 WSB1 (NP_056441.6)의 아미노산 182-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6I7
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백