

Wb 및 Elisa용 Anti-Wstf 토끼 단일클론 항체 - Q9Uig0

품목 번호: CM0008715



소개

WB 및 ELISA 용도의 토끼 단일클론 anti-WSTF 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 WSTF를 인식합니다. 염색질 리모델링 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WSTF 토끼 mAb
비고/별칭	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
종	인간
GeneID (인간)	9031
GeneID	9031
면역원	합성 펩타이드: 인간 WSTF(Q9UIG0)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UIG0
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스팩