


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Wt1 다클론 항체 - P19544

품목 번호: CM0015445



소개

인간 WT1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WT1 토끼 pAb
비고/별칭	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
종	인간
GeneID (인간)	7490
GeneID	7490
면역원	인간 WT1의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001185480.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19544
단백질 분자량	49 kDa
배송	얼음팩