


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Wt1 토끼 단일클론 항체 - P19544

품목 번호: CM0005541



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 WT1 토끼 단일클론 항체(P19544). 인간, 마우스, 쥐의 WT1 단백질을 인식합니다. 재조합 면역원. 비노생식기 발달 및 종양 억제제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WT1 토끼 mAb
비고/별칭	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
종	인간
GeneID (인간)	7490
GeneID	7490
면역원	재조합 단백질 인간 WT1(P19544)의 60-250 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P19544
단백질 무게	49kDa
배송	아이스팩