


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Wt1 토끼 다클로날 항체 - P19544

품목 번호: CM0021473



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 WT1 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트에서 반응합니다. 비노생식기 발달 및 종양 형성의 핵심 전사 인자인 윌름 종양 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7490
유전자 ID	7490
면역원	인간 WT1 (NP_001185480.1)의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P19544
단백질가	49kDa
배송	아이스백