

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Wtap 단일클론 항체 - Q15007

품목 번호: CM0004348



소개

WB, IHC-P, ELISA용 WTAP 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 쥐를 인식합니다. m6A 메틸화 및 세포 주기에 관여하는 pre-mRNA 스플라이싱 조절 인자를 타겟으로 합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	WTAP Rabbit mAb
비고/별칭	Mum2; WTAP
종(Species)	Human
GeneID	9589
면역원(Immunogen)	인간 WTAP (NP_004897.2)의 아미노산 212-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15007
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)